

الكشوفات الرئيسية لعوائل المركبات العضوية

① Carbonyl Compound (Aldehyde and Ketone) مركبات الكاربونيل

كشف برادي (Brady Test) هو الكشف الرئيسي لمركبات الكاربونيل (الدهايد و كيتون) حيث يتقدم (Brady) 2,4-dinitro phenyl hydrazine لتمييز مركبات الكاربونيل (الدهايد و كيتون) بشكل عام

② Carboxylic Acid Compound ($R-C(=O)OH$) مركبات الحوامض الكاربوكسيلية

كشف بيكربونات الصوديوم المشبعة (Saturation Sodium Bi-carbonate Test) هو الكشف الرئيسي لمركبات الحوامض الكاربوكسيلية حيث يتقدم (Saturation $NaHCO_3$) لتمييز مركبات الحوامض الكاربوكسيلية بشكل عام

③ Phenol Compound ($Ar-OH$) مركبات الفينول

كشف ماء البروم (Bromine/Water Test) هو الكشف الرئيسي لمركبات الفينول حيث يتقدم (Br_2/H_2O or $aq. Br_2$) لتمييز مركبات الفينول بشكل عام

④ Alcohol Compound ($R-OH$) المركبات الكحولية

كشف نترات السيريوم الايونية (Ceric Ammonium Nitrate Test) هو الكشف الرئيسي لمركبات الكحولية حيث يتقدم $[(NH_4)_2Ce(NO_3)_6]$ لتمييز المركبات الكحولية بشكل عام

⑤ Carbohydrate Compound المركبات الكبرية

كشف موليش (Molish Test) هو الكشف الرئيسي للمركبات الكبرية حيث يتقدم (Alcoholic α -naphthol) لتمييز المركبات الكبرية بشكل عام

* يمكن تمييز مركبات الفينول المعوزة بسهولة باستخدام الفينول الطبيعي من خلال بيكربونات الصوديوم المشبعة (Saturation $NaHCO_3$)

Hydrocarbon Compound

مركبات الهيدروكربون

الكشوفات العامة للمركبات الهيدروكربونية هي

1/ اختبار العرق (Ignition Test) هو كشف رئيسي لمركبات الهيدروكربون حيث
تترق العركبات الهيدروكربونية الاروماتية بفان اسود كثيف مع ترك اثر بينما
المركبات الهيدروكربونية الاليفاتية بفان ابيض او اصفر اقل كثافة مع عدم ترك
اثر

او ثانوي

2/ اختبار النيترة (Nitration Test) هو كشف رئيسي للمركبات الهيدروكربون حيث
تتعرض مجموعة نيترو (-NO₂) على الحلقة الاروماتية لمركبات الهيدروكربون الاروماتية
بينما مركبات الهيدروكربون الاليفاتية لا تتعرض بمجموعة نيترو

الكشوفات الثانوية لعوائل المركبات العطوية

Carbonyl Compound (Aldehyde and Ketone)

1/ كاشف المرآة الفضية اركاشف تولن (Tollen Test) هو كاشف ثانوي مهم
للتمييز بين الالديهيد والكيتون. كاشف تولن يؤكد الالديهيد اي الكافض الكاربوكيلي
المقابل مع اختزال الفضة وترسيبها على شكل مرآة بينما لا يؤكد الكيتون.

2/ كاشف حامض الكروميك (Chromic Acid Test) هو كاشف ثانوي مهم للتمييز
بين الالديهيد والكيتون. كاشف حامض الكروميك يؤكد الالديهيد اي الكافض
الكاربوكيلي المقابل بينما لا يؤكد الكيتون

3/ كاشف الايودوفورم (Iodoform Test) هو كاشف ثانوي يتقدم للكشف عن
مجموعة الميثيل الطرفية (-CH₃) في الكيتونات او حتى الالديهيد (CH₃-C(=O)-H)

Carboxylic Acid Compound

1/ كشف العاطية (Acidity Test) هو كشف ثانوي للكواض الكاربوكيلية

2/ اختبار عدم التشبع (Baeyer Test) هو كشف ثانوي يتقدم للكشف عن الاواصر
الغير مشبعة (اواصر ثنائية او ثلاثية) في مجموعة الكيل (R) للكواض الكاربوكيلية
او حتى في المركبات الاخرى

③ Phenol Compound

اختبار ثلاثي كلوريد الحديدية (FeCl₃ Test) هو كشف ثانوي مهم للتمييز مركبات الفينول من خلال تكوين اللون مميزة للمحلول اعتماداً على مركب الفينول المستخدم

④ Alcohol Compound

الكشوفات الثانوية للمركبات الكحولية هي:

1/ كاشف لوكاس (Lucas Test) هو كاشف ثانوي يستخدم للتمييز بين انواع المركبات الكحولية (1°, 2°, 3°) اعتماداً على سرعة فصل المحلول او سرعة تكون المحلول الضبابي.

كحول ثالثي (3°) ← ينفصل المحلول الى طبقتين بسرعة او مباشرة
كحول ثانوي (2°) ← ينفصل المحلول الى طبقتين بعد مرور 5-10 دقيقة
كحول اولي (1°) ← ينفصل المحلول الى طبقتين بعد مرور اكثر من 30 دقيقة
او حتى لا ينفصل نهائياً

2/ كاشف حامض الكروميك (Chromic Acid Test) هو كاشف ثانوي مهم للتمييز بين انواع الكحولات (1°, 2°, 3°) اعتماداً على اعادة الكحول. حامض الكروميك يؤكسد الكحولات الاولية والثانوية بينما الكحولات الثالثية لا تتأكسد بحامض الكروميك
كحول اولي $\xrightarrow{CrO_3}$ الديهيد $\xrightarrow{CrO_3}$ حامض كربوكسيل

كحول ثانوي $\xrightarrow{CrO_3}$ كيتون
كحول ثالثي $\xrightarrow{CrO_3}$ لا يتأكسد

3/ كاشف الايودو فورم (Iodoform Test) هو كاشف ثانوي يستخدم للتمييز بين انواع المركبات الكحولية (1°, 2°, 3°) اعتماداً على كشف مجموعة الميثيل الكرفينية (CH₃-). الكحولات الثانوية والثالثية اكارية على مجموعة ميثيل طرفية تعطي كشف ايجابي بينما الكحولات الاولية لا تعطي كشف ايجابي مطلقاً مع الايودو فورم

⑤ Carbohydrate Compound

الكشوفات الثانوية للمركبات السكرية هي:

1/ كاشف بنديكت (Benedict Test) هو كاشف ثانوي مهم للتمييز بين السكريات المختزلة وغير مختزلة.

١/ كاشف بارفورد (Barford Test) هو كاشف ثانوي مهم للتمييز بين الكربات الامادية والثنائية

٢/ كاشف بايل (Bial Test) هو كاشف ثانوي مهم للتمييز بين الكربات الفخارية والسليسية المختزلة



٣/ كاشف سلفانوف (Seliwanoff Test) هو كاشف ثانوي مهم للتمييز بين الكربات الكيتونية والالديهيدية المختزلة

⑥ Hydrocarbon Compound

مركبات الهيدروكربون ليس لديها كسوفات ثانوية لعدم احتوائها على مجموعة فعالة. مع ذلك، اختبار النيترة (Nitration Test) يمكن اعتباره كاشف ثانوي للتمييز بين المركبات الهيدروكربونية الاروماتية والاليفاتية كون مجموعة النيترو ($-NO_2$) تكوفاً في المركبات الاروماتية، ولا تكوفاً في المركبات الاليفاتية

ملاحظة مهمة

التمييز بين مركبات الفينول المعوضنة بمجموعة ساحبة والفينول الاعتيادي يتم من خلال كاشف Sat. $NaHCO_3$



X: withdrawing group مجموعة ساحبة

The General and Specific Tests for organic Groups

① Carbonyl Compound (Aldehyde and Ketone)

* الكشف الرئيسي للمركبات الكربونيلية

* Brady Test (2,4-dinitrophenyl hydrazine)




- ① unknown (5 drops or 5mg)
- ② Ethanol (1 mL)
- ③ 2,4-dinitrophenyl hydrazine reagent (10-15 drop)
- ④ note the ppt color

Aliphatic Carbonyl Compound

← ظهور راسب اصفر او برتقالي فاتح

Aromatic Carbonyl Compound

← ظهور راسب اصفر او احمر غامق



* الكشوفات الثانوية للمركبات الكربونيلية

A1 Tollen Test (Silver Mirror image)

كاشف المرآة الفضية

كاشف كوني هو كاشف خاص للمركبات الالديهائيدية فقط



- ① wash with 10% NaOH
- ② wash with D.W
- ③ unknown (5 drops)
- ④ Ethanol (1 mL)

(A)




- ① aq. AgNO₃ (1 mL)
 - ② 10% NaOH (2-3 drops)
- يكون راسب اسود او بني (Ag₂O)
- ③ drop by drop NH₄OH or NH₃
- حتى اختفاء الراسب الاسود او البني

(B)

عند الانتهاء من تحضير محلول تولى تصان فكونات البنية للاختبار (B) فكونات البنية للاختبار


(A) مع مراعاة عدم ارتعاب البنية ثم كوضه البنية في حمام مائي لمدة 10-15 دقيقة

طلاء هيران النبوية الاختبار لبراءة فضيية ← وجود الربيهايه R-CHO





b/ Jones oxidation or Chromic acid oxidation (CrO₃/H₂SO₄)

كاشف الكروميك هو كاشف خاص بالمركبات الالديهائيه فقط

- 
- ① unknown (5 drops)
 - ② Acetone
 - ③ 5-10 drops CrO₃/H₂SO₄ reagent
 - ④ note the ppt or color


اختفاء اللون البرتقالي المحمر لمحلول (CrO₃/H₂SO₄) وظهور راسب اولون اخضر او ازرقي ← Aldehyde


بقاء اللون البرتقالي المحمر لمحلول (CrO₃/H₂SO₄) ← Ketone




c/ Iodoform Test (KI/I₂)

كاشف الايودو فورم هو كاشف خاص بمجموعة الميثيل الطرفية للمركبات الكاربونيلية



- 
- ① unknown (5 drops)
 - ② Dioxane (1 mL)
 - ③ 10% NaOH (1 mL)
 - ④ KI/I₂ reagent (10-15 drops)
 - ⑤ note the ppt color


ظهور راسب اصفر ← وجود مجموعة ميثيل (-CH₃) طرفية للمركب الكاربونيلي
 * بعد اضافة محلول (KI/I₂) ولم يظهر راسب عندها فن المعلوم (المزيج) في حمام مائي لمدة 5 دقائق حتى ظهور الراسب الاصفر



② Carboxylic Acid Compound

* الكشف الرئيسي للمركب الكاربوكسيلي R-COOH

* Saturation Sodium bicarbonate Test (Sat. NaHCO₃)



- ① Sat. NaHCO₃ (1-2 ml)
- ② unknown (50 mg)
- ③ note the bubbles

* بعد اضافة Sat. NaHCO₃ لعرق المعلوم يطرأ شبيه


ظهور فقاعات او فوران المعلوم او ازيز ← وجود R-COOH
 دلالة على تصد غاز CO₂ وعلمنا ملائمة حرارة اصفه
 ائبوبة الافتبار




* الكشوفات الثانوية للمركب الكاربوكسيلية

a/ Baeyer Test (KMnO₄) or Unsaturation Test

كاشف باير هو كاشف فاص لعدم التجميع للأصمرا الحزوية او الثلاثية في مجموع
 أنكيد (R)


- 
- ① unknown (50 mg)
 - ② sat. NaHCO_3 (1 mL)
 - ③ KMnO_4 reagent (3-5 drops)
 - ④ note the ppt color

اختفاء لون البرمنغنات الاربعي وتكون راسب بني ← unsaturation bonds




b/ Acidity Test

في حالة ذوبان الكافور الكاربوكيلي في الماء

- 
- ① unknown (50 mg)
 - ② D.W (1 mL)
 - ③ Litmus Paper (LP)
 - ④ note the color of LP

تغير لون ورقة عباد الشمس الى الاحمر ← حمضية $\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$

في حالة عدم ذوبان الكافور الكاربوكيلي في الماء

- 
- ① unknown (50 mg)
 - ② Ethanol (1 mL)
 - ③ 2 drops from phenolphthalein (Ph.Ph)
 - ④ drop by drop from dilute NaOH

عند اضافة قطرتين من الكاشف اللوني (Ph.Ph) وتغير لون المحلول الى وردي ← المركب المجهول قاعدي ولا تكمل بقية الامتحانات


1- قطرة من محلول NaOH المخففة وتغير اللون الى الوردي ← strong Carboxylic Acid


اكثر او 2 قطرات من محلول NaOH المخففة وتغير اللون الى الوردي ← weak Carboxylic Acid

③ Phenol Compounds

* الكشف الرئيسي لمركبات الفينول


* Bromine / water Test (Br_2 / H_2O)

- 
- ① unknown (5 drops or 5mg)
 - ② 5% HCl (2 mL)
 - ③ Br_2 / H_2O reagent drop by drop (10-15 drop)
 - ④ note the ppt color



* الكشف الثانوي لمركبات الفينول

* Ferric chloride Test ($FeCl_3$)

- 
- ① unknown (5 drops or 5mg)
 - ② Ethanol (3-5 mL)
 - ③ $FeCl_3$ reagent drop by drop (10-15 drop)
 - ④ note the color

ظهور اللون مميزة (تتراوح بين الاصفر / الاصفر / الازرق / العنقوي / البنفسجي) ← وجود phenol

Phenol and their derivatives (resorcinol) → blue color


Catechol → green color

α - and β -naphthal → green color


④ Alcohol Compounds

* الكشف الرئيسي للمركبات الكحولية

* Cerium Ammonium Nitrate $[Ce(NH_4)_2(NO_3)_6]$ نترات السيريوم الامونياكية

- 
- ① unknown (5 drops)
 - ② H_2O or Dioxane (1 mL) اعتماداً على اذية المجهول
 - ③ $[Ce(NH_4)_2(NO_3)_6]$ reagent (1 mL \approx 10-15 drops)
 - ④ note the color


اختفاء اللون الاصفر لمحلل نترات السيريوم الامونياكية وظهور لون احمر \leftarrow وجود $R-OH$



* الكشاف الثانوية للمركبات الكحولية

a/ Lucas Test ($HCl/ZnCl_2$)


يستخدم كاشف لوكاس للتمييز بين انواع الكحولات ($1^\circ, 2^\circ, 3^\circ$)

- 
- ① unknown (5 drops)
 - ② Lucas reagent (1 mL \approx 10-15 drops)
 - ③ note the solution
- * يجب ان يكون البنية الاختبار نظيفة وجافة لضمان عدم تاثر كاشف لوكاس بالماء

تكون محلول ضبابي وينفصل بسرعة \leftarrow كحول ثالثي 3° -alcohol

تكون محلول ضبابي وينفصل بعد مرور 5-10 دقائق \leftarrow كحول ثانوي 2° -alcohol

لا يتكون محلول ضبابي ولا ينفصل او يتكون وينفصل بعد مرور 10 دقائق او اكثر \leftarrow كحول اولي 1° -alcohol





b/ Jones oxidation or Chromic Acid oxidation ($\text{CrO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$)




1°, 2°, 3°

يستخدم كاشف جونز اذ يهاض الكرومات للتمييز بين الكحولات



- ① unknown (5 drops)
- ② Acetone (1 mL)
- ③ 5-10 drops from $\text{CrO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ reagent
- ④ note the color

اختفاء اللون البرتقالي المحمر لمحلل ($\text{CrO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$) وتكون لون الأخضر غامق ← وجود كحول ادمي او ثانوي
 بقاء اللون البرتقالي المحمر لمحلل ($\text{CrO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$) ← وجود كحول ثالثي




1° alcohol $\xrightarrow{\text{CrO}_3}$ Aldehyde $\xrightarrow{\text{CrO}_3}$ Carboxylic Acid


2° alcohol $\xrightarrow{\text{CrO}_3}$ Ketone

3° alcohol $\xrightarrow{\text{CrO}_3}$ No Reaction

c/ Iodoform Test (KI/I_2)

يستخدم كاشف الايودوفورم للكشف عن مجموعة الميثيل ($-\text{CH}_3$) الطرفية للكربونات الكحولية والثانوية والثالثية




- 
- ① unknown (5 drops)
 - ② Dioxane (1 mL)
 - ③ 10% NaOH (1 mL)
 - ④ KI/I₂ reagent (10-15 drops)
 - ⑤ note the ppt color

ظهور راسب اصفر ← وجود مجموعتي ميثيل (-CH₃) طرفية للمركب الكعوكي (2° or 1°)
 * بعد اضافة محلول (KI/I₂) ولم يظهر راسب عندها نفن مزيج المحلول في حمام
 مائي لمدة 5 دقائق حتى ظهور الراسب الاصفر


⑤ Carbohydrate Compounds (sugar)

* الكيف الرئيسي للمركبات السكرية

* Molish Test

- 
- ① unknown (50 mg)
 - ② D.W (1 mL)
 - ③ Acoholic α-naphthol (Molish reagent) 10-15 drop
 - ④ drop by drop from conc. H₂SO₄ (1 mL)
- * تحمیل النوية الاختبار بزيادة ونضيف Conc. H₂SO₄
 قطرة قطرة في جدران الانبوبة وبدون تعريك او فظ المزيج
 عند اضافة Conc. H₂SO₄

بعد اضافة Conc. H₂SO₄ وفصل المحلول الى طبقتين وتكون ← وجود Carbohydrate
 ملقة بنفسجية بين الطبقتين



الكشوفات الثانوية للمركبات الكربية

الكشوفات الفاصلة للمركبات الكربية هي اربع كشوفات:

Benedict, Barfoed, Bial, and selivanoff Tests

Carbohydrate (sugar)

Benedict test

(+) ناصب الاحمر البرتقالي

سكر مختزل

(-) لا يتكون راسب

سكر غير مختزل

Barfoed test

(+) ناصب احمر

سكر احادي مختزل

(-) لا يتكون راسب احمر

سكر ثنائي مختزل

Bial test

(+) لون الازرق مفسفر

سكر خماسي

(-) لا يتكون لون الازرق مفسفر

سكر سداسي

selivanoff test

(+) لون احمر

سكر كيتوني

(-) لا يتكون لون احمر

سكر الديرهايدي

طريقة العمل لجميع الكشوفات الفاصلة اعلاه للمركبات الكربية واحدة

وتكون كالآتي:



- ① unknown (50 mg)
- ② D.W (1 mL)
- ③ specific reagent (10-15 drops)
- ④ Incubation in water bath for 3-5 minutes
- ⑤ note the ppt or color of solution

⑥ Hydro Carbon Compounds

* الكشف الرئيسي لمركبات الهيدروكربون


* Ignition Test اختبار اللهب

دخان اسود كثيف مع ترك الاثر ← may be Aromatic hydro carbones
Spatula (ب)

دخان ابيض او اصفر مع عدم ترك الاثر ← may be Aliphatic hydro carbones
Spatula (ب)

* الكشف الثانوي لمركبات الهيدروكربون

* Nitration Test اختبار النيترة



تضاف مكونات البيكتر (A) الى المادة المجهولة في البيكتر (B) مع التعريك والرج

الشديد ثم بعد ذلك نضيف مكونات البيكتر الى ماء بارد

Nitro aromatic compound

← ظهور زيتية ثقيلة بلون اصفر شاحب

Aliphatic compound

← عدم ظهور الزيتية بلون اصفر شاحب